

倍轻松 N6 mini 智能颈椎按摩仪

使用说明书 · 型号：N6 mini · 版本：V1.2

一、安全须知

严禁使用人群：孕妇、装有心脏起搏器及其他体内植入式医疗器械者、颈椎严重外伤或术后恢复期患者、患有严重心脑血管疾病者，请勿使用本产品。如需使用，请先咨询医生。

使用禁忌：皮肤破损、过敏、发炎区域禁止佩戴；睡眠或驾驶时禁止使用；同一部位连续按摩请勿超过 20 分钟。

二、产品简介

倍轻松 N6 mini 是一款挂耳式脉冲颈椎按摩仪，采用中低频 TENS 脉冲技术，通过金属电极片贴合颈部皮肤，刺激斜方肌与颈部肌群，缓解久坐办公、长时间低头带来的肩颈僵硬与酸胀。机身仅重 98 克，迷你尺寸便于随身携带。

本机内置 4 种按摩模式与 16 档强度，支持 42℃ 恒温热敷，可通过机身按键或倍轻松 App 控制。

三、技术参数

项目	参数
产品型号	N6 mini
电池容量	1200mAh (Type-C 充电, 约 2 小时充满)
续航时间	每日 15 分钟, 约可用 7 天
按摩模式	敲击、揉捏、复合、针灸 共 4 种
强度档位	1~16 档
热敷温度	42℃ 恒温热敷, 可独立开关
自动断电	单次使用 15 分钟后自动关闭
机身重量	约 98 克
蓝牙	蓝牙 5.2, 支持倍轻松 App 连接

四、包装清单

- N6 mini 按摩仪主机 × 1
- Type-C 充电线 × 1
- 备用凝胶电极片 × 2 对

- 使用说明书 × 1

五、使用步骤

1. 清洁颈部皮肤并略微湿润，将设备挂于颈部，使两侧电极片贴合皮肤。
2. 长按电源键 2 秒开机，指示灯亮起。
3. 短按「模式」键循环切换敲击、揉捏、复合、针灸四种模式。
4. 通过「+ / -」键调节强度，建议从最低档开始，逐步适应后再增加。
5. 短按「热敷」键开启 42°C 恒温热敷，再次短按关闭。
6. 使用完毕后长按电源键关机，用干软布擦拭电极片，妥善收纳。

六、常见问题与故障码

Q1：指示灯红色闪烁是什么情况？

电池电量不足，请使用 Type-C 数据线充电，充电时指示灯常亮，充满后熄灭。

Q2：故障码 E1 怎么处理？

E1 表示电极片未贴合皮肤或皮肤过于干燥。请重新调整佩戴位置，略微湿润皮肤后重试。

Q3：使用时有刺痛感？

强度过高或皮肤干燥所致。请先降低档位，并保持皮肤湿润；若持续刺痛请停止使用并咨询医生。

Q4：故障码 E2 是什么？

E2 表示温度传感器异常。请关机静置 10 分钟后再开机；若反复出现，请联系售后，切勿自行拆修。

Q5：App 搜索不到设备？

请确认手机蓝牙为 5.0 及以上版本，并已授予 App 定位与蓝牙权限，靠近设备后重新搜索。

七、清洁与保养

- 主机严禁水洗或浸泡，请使用干软布擦拭。
- 电极片表面可用清水轻轻擦拭，晾干后装回；凝胶电极片老化后可更换。
- 长期不用时请充满电存放，并置于干燥阴凉处。

八、注意事项

- 请勿在充电时使用本产品。
- 请勿自行拆解机身或更换内部电池，以免造成损坏或安全隐患。
- 儿童请在成人监护下使用，并务必使用低档位。
- 本产品为个人护理设备，不替代医疗器械，不能用于疾病治疗。
- 使用中出現头晕、恶心、皮肤过敏等不适，请立即停止使用。