

倍轻松 N6 mini 使用测试文档

(本文件用于测试 PDF 解析管线: Unstructured 版面分析 / 表格提取 / mupdf 图片定位 / 豆包视觉语义化)

一、产品参数

N6 mini 是一款便携式颈部按摩仪，核心参数如下表所示：

参数项	规格	备注
产品名称	倍轻松 N6 mini 颈部按摩仪	便携款
产品型号	N6 mini	2026 款
输入电压	5V / 1A	USB-C 供电
电池容量	1800 mAh	锂离子电池
充电时间	约 2.5 小时	充满后指示灯变绿
续航时长	约 8 次（每次 15 分钟）	满电状态
净重	约 210 g	不含充电线
按摩模式	6 档强度可调	脉冲 + 热敷


二、产品简介

倍轻松 N6 mini 采用 U 型环抱式设计，贴合颈部曲线。产品内置 6 档脉冲强度与三档热敷温度，可通过机身按键或手机 App 进行调节。设备支持语音播报，电量低时会有提示音。本产品适用于久坐办公、长途出行等场景，单次使用建议不超过 15 分钟。

首次使用前请先将电池充满，充电时指示灯显示红色，充满后变为绿色。若指示灯呈橙色并闪烁，表示设备出现故障，请参照第四章处理。

三、使用流程


倍轻松 N6 mini 的使用流程如下图所示：



图注：图 3-1 使用流程说明（开机 → 选择模式 → 佩戴 → 按摩 → 充电）

四、充电指示灯

充电指示灯状态说明如下图所示：



图注：图 4-1 充电指示灯状态说明

指示灯颜色与设备状态对应关系如下：绿色表示电量已充满；红色表示正在充电；橙色闪烁表示设备故障，此时请停止使用并联系售后。若充电超过四小时指示灯仍为红色，请检查充电线与接口是否接触良好。

五、保养与注意事项

请使用干软布清洁设备表面，勿将设备浸入水中。避免在高温、潮湿环境下存放。长期不使用时，请保持每三个月充电一次，以延长电池寿命。

本产品不适用于孕妇、体内植有心脏起搏器等医疗电子设备的人群。使用过程中如出现皮肤不适，请立即停止使用并咨询医生。